

MCX20

Mesa de exploración pediátrica



MCX20

Mesa de exploración pediátrica

Control de calidad importante

- * Material: Estructura de madera laminada con colchón de PU
- * La parte del pie se puede deslizar hacia afuera para niños altos
- * Con taquillas al lado de la mesa
- * Con pegatinas de dibujos animados
- * Mesa de exploración con colchón
- * USFDA, CE, ISO, SFDA

Parámetros técnicos

Tamaño externo (L*A*A)	1800*650*830mm
------------------------	----------------



DISEÑO

Diseño moderno de pintura de dibujo animado de doble cara, única y novedosa.



MATERIAL

Tablero de madera maciza de varias capas, con un grosor de 18 mm, superficie pintada (con pegamento azul).



GABINETE

Gabinete de doble puerta abierta, tamaño: 520x500 mm



COLCHÓN

El colchón es extraíble, el tamaño del colchón es: 1100x610x60 mm.



APOYO PARA PIERNAS

La placa de apoyo para piernas se encuentra debajo del tablero de la cama y se puede extender 260 mm. El tamaño del cojín para las patas es 520x260x90 mm.



ESCALERITA

Diseño de escalera para que los niños suban y bajen de la cama.