

X36

Mesa de exploración



X36

## Mesa de exploración

### Control de calidad importante

- Funciones: cama de consulta hospitalaria, camilla de masajes, camilla para tatuajes, cama de belleza
- Material: el colchón está hecho de cuero compuesto de alta calidad + algodón hecho a mano, el marco del chasis está hecho de acero plástico de 1.5 mm con recubrimiento en polvo, y el color estándar es negro, blanco y azul.

### Parámetros técnicos

Placa posterior plegada hacia arriba	1860x690x460-910 mm
Tamaño externo (LxAxA)	≥80°
Placa posterior plegada hacia abajo	≥50°
Placa de pierna plegada hacia arriba	≥65°
Placa de pierna plegada hacia abajo	≥45°
Capacidad de carga	≥150kg
Reposacabezas	150 mm
Voltaje de entrada	110-230v
Potencia de salida	24W

### Estructura de la cama

La superficie de la estructura de la cama está pintada con acero de 1.5 mm con recubrimiento en polvo, y soldada por un robot Panasonic.

Fuerte resistencia a la corrosión, superficie brillante, mantiene una apariencia general hermosa.

Con esta estructura, la cama en su conjunto se mantiene más estable y hace que los pacientes se sientan más seguros.



### Colchón

La plataforma de la cama está integralmente fabricada con cuero compuesto de alta gama y un colchón de algodón hecho a mano, cuyo diseño curvo es ergonómico, elástico y suave, transpirable, respetuoso con el medio ambiente, fácil de limpiar, antibacteriano y resistente a impactos.

## X36

### Mesa de exploración

#### Soporte de poste neumático

Dos resortes de aire están equipados en la espalda y las piernas para proporcionar a los usuarios un entorno tranquilo y seguro durante el diagnóstico y evitar interferencias.



#### Sistema de control

Motor certificado CE con actuador lineal, elevación libre de un solo botón, bajo nivel de ruido y larga vida útil. Elevación total eléctrica manual (control con el pie), elevación manual del respaldo, ajuste de elevación del reposapiés, ajuste de altura.



#### Controlador manual

La cama está equipada con un controlador manual, de modo que la altura óptima se puede ajustar fácilmente presionando suavemente el botón único. El gancho en la parte trasera es conveniente para que los pacientes y las enfermeras lo retiren.



#### Base de la cama

Equipada con 4 ruedas dobles de 3 pulgadas, 2 funciones de freno lateral con 4 pedales, que son convenientes para mover y fijar. El diseño de la polea giratoria de 360° hecha de poliuretano PU es resistente, duradero, antideslizante, fuerte en resistencia a la presión y estable.



#### Almohada

El diseño novedoso de la almohada es estrecho en la parte superior y ancho en la parte inferior. Su diseño bien formado y elegante se combina con las ideas estéticas modernas y puede integrarse armoniosamente en el entorno. La almohada se puede desmontar según la demanda.



#### Cubierta

La plataforma de la cama está cubierta en 360°. El tacto suave de la superficie sería más seguro para los usuarios.



#### Diseño

Superficie de la cama con diseño ergonómico de dos pliegues y tres partes, ajustable en altura según la estatura del paciente. El diseño personalizado ayuda al diagnóstico. Uso dual como cama y silla, con alta capacidad de carga y estabilidad duradera, sin temor a impactos de presión pesada, para garantizar un uso seguro.

