



Mesa de Exploración

Características	Descripción
Fabricación Resistente	- Fabricación en lámina esmaltada calibre 24 reforzada en calibre 22.
Espacio de Almacenamiento	- Gabinete con puertas abatibles para suministros médicos y organización.
Pintura	- Pintura electrostática para estética y protección contra corrosión y desgaste.
Tapicería de Vinil	- Respaldo, piecera y asiento de vinil de alta calidad para fácil limpieza y mantenimiento.
Acojinamiento Cómodo	- Acojinamiento en espuma de poliuretano para comodidad de los pacientes.
Bastidores de Madera de Pino	- Bastidores de madera de pino para estabilidad y resistencia.
Escalón Integrado	- Escalón integrado para facilitar el acceso y la comodidad de los pacientes.
Sistema de Abatimiento	- Mecanismo tipo cremallera en el respaldo y piecera para ajuste de posición.
Pierneras de Plástico	- Pierneras de plástico para soporte adicional y procedimientos médicos.
Medidas	- Dimensiones: 1.65 m (largo) x 83 cm (alto) x 56 cm (ancho).
Garantía	- Garantía de fábrica de 6 meses que cubre defectos de fabricación.



✓ Personalizable

✓ Colores disponibles