

YK-43

Muletas axilares



ALMOHADILLA PARA APOYO AXILAR



EMPUÑADURA AJUSTABLE

Usando el ajuste del perno evita caídas. Altura del agarre ajustable en varios engranajes.



REGULACIÓN DE ALTURA

Con 9 niveles ajustables.



CONTERA



¿Qué Incluye?

Manivelas	2uds
-----------	------



Parámetros Técnicos

Chico Rango ajustable	94 a 114 cm
Mediano Rango ajustable	114 a 133 cm
Grande Rango ajustable	133 a 152 cm



Garantía

1 año de garantía	Nos comprometemos a ofrecerte no solo productos de alta calidad, sino también una tranquilidad total con tu compra.
Soporte Técnico Gratuito	Incluido
Reemplazo de piezas	Consulta disponibilidad



Espesamiento Antideslizante

Cómodo Sólido