

BME 4611D

Silla de ruedas Brother



Parámetros Técnicos

Altura Total	89 cm
Asiento	40 * 45 cm
Respaldo	49 * 44 cm
Tapicería	Respaldo y asiento en nailon negro
Ruedas traseras	Ruedas de 24" con rayos
Ruedas delanteras	Ruedas de 8 x 1"
Frenos	Equipada con frenos a ambos lados
Reposapiés	Reposapiés desmontables
Capacidad de carga	130 kg



Colores Disponibles

