



VITRINA ARMED ONE

Características	Descripción
Fabricación Resistente	Estructura en lámina calibre 24
Dimensiones Generales	- Alto: 162 cm - Ancho: 80 cm - Fondo: 40 cm
Acabado	Pintura electrostática para mayor durabilidad y resistencia
Ventanas	- Dos ventanas, una con chapa para seguridad - Con dos entrepaños de cristal
Cajón	- Dos cajones para almacenamiento - Dimensiones: 18 * 40 CM
Gabinete	- Dos puertas para almacenamiento - Dimensiones: 49.5 * 46 CM
Garantía	- Garantía de fábrica de 6 meses que cubre defectos de fabricación.

